

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Las palabras de aviso definidas identifican todas las instrucciones que son importantes para la seguridad. No seguir estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños en el extractor de leche. Cuando se las usa con las palabras a continuación, las palabras de aviso definidas significan: **Al usar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad.**

Indicaciones de uso	Contraindicaciones
---------------------	--------------------

El extractor de leche Pump In Style® Pro es un extractor de leche eléctrico y lo utilizan mujeres en período de lactancia para extraer la leche de sus senos. El extractor de leche eléctrico está diseñado para una única usuaria. Este extractor de leche está destinado a ser utilizado en un entorno doméstico.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

⚠ ADVERTENCIA Puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Para evitar incendios, descargas eléctricas o quemaduras graves:**
- No deje el producto sin supervisión cuando esté enchufado a un tomacorriente.
 - Desenchufe siempre los productos eléctricos inmediatamente después del uso.
 - No coloque ni guarde el producto en un lugar donde pueda caerse o ser tirado a una tina o lavamanos.
 - No ponga o deje caer en agua ni otros líquidos.
 - Nunca opere este producto si tiene un cable o enchufe dañado, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua.
 - Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura o tubo.
 - No lo use al aire libre, ni lo haga funcionar donde se utilicen productos inflamables, como aerosoles (spray), o donde se administre oxígeno.
 - Siempre inspeccione los cables del adaptador de corriente y la batería antes de usar para detectar daños o cables expuestos. Si detecta daños, deje de usar el adaptador de corriente o la batería inmediatamente y llame al Servicio al cliente de Medela al 1-800-435-8316.
 - El extractor de leche y los componentes desmontables no son resistentes al calor: manténgalos alejados de superficies calientes o llamas abiertas.
 - No lo use cerca de materiales inflamables.
 - No use un tomacorriente que haya estado expuesto al agua u otros líquidos.
 - No lo use mientras se baña o se ducha.
 - No deje correr agua sobre el extractor de leche.
 - Si un dispositivo ha sido expuesto al agua u otros líquidos, no lo toque, desenchufe el dispositivo del tomacorriente, apáguelo y comuníquese con Medela.
- Para evitar riesgos para la salud y reducir el riesgo de lesiones graves:**
- Este es un producto para uso exclusivamente personal. Los extractores eléctricos de leche materna diseñados para una sola usuaria, jamás deben alquilarse o compartirse. Si los usa más de una persona, eso puede representar un riesgo para la salud e invalida la garantía.
 - Las mangueras o el cable del adaptador de corriente representan un riesgo de estrangulamiento cuando se juegan con ellos y las piezas pequeñas pueden ser ingeridas por niños. Es necesaria una supervisión cercana cuando el extractor de leche o los accesorios se utilizan en la proximidad de niños.
 - No use el extractor de leche mientras conduce un vehículo en movimiento.
 - Inspeccione todos los componentes del extractor antes de cada uso.
 - Use el producto solo para el uso previsto como se indica en este manual. No utilice accesorios si no los recomienda Medela.
 - Extraer leche mientras duerme puede provocar daños en los tejidos.
 - Este dispositivo no puede repararse ni realizarse un mantenimiento en él. No lo repare por su cuenta. No modifique el dispositivo ni las piezas.
 - Nunca utilice un dispositivo dañado. Reemplace las piezas dañadas o desgastadas.
 - Antes de cada uso, realice una inspección visual a cada componente para detectar grietas, astillas, rasgaduras, decoloración o deterioro. En caso de detectar daños en el dispositivo, deje de usar hasta que se hayan reemplazado las piezas.
 - Utilice únicamente las piezas recomendadas por Medela con su extractor de leche.
 - La extracción de leche puede inducir el parto. No bombee hasta después del parto. Si queda embarazada durante la lactancia o el bombeo, consulte a un profesional de la salud con licencia antes de continuar.
 - Si se produce irritación o molestias, suspenda su uso y consulte a un médico.
 - Si padece de hepatitis B, hepatitis C o virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la extracción de leche materna no reducirá ni eliminará el riesgo de transmitir el virus a su bebé a través de la leche materna.
 - Limpie y esterilice todas las piezas que entren en contacto con su seno y la leche materna antes del primer uso.
 - Lave todas las piezas que entran en contacto con su seno y la leche materna después de cada uso.

⚠ PRECAUCIÓN Puede provocar lesiones leves.

- No enrolle el cable alrededor del adaptador de corriente.
- Conecte el adaptador de corriente en el extractor de leche primero y luego al tomacorriente.
- Nunca ponga el extractor de leche en agua o un esterilizador, esto puede causar daños permanentes al extractor de leche.
- No intente quitar el embudo del conector mientras extrae la leche. Apague el extractor de leche y rompa el sello entre el seno y el embudo con su dedo, luego retire el embudo de su seno.
- Si la extracción es incómoda o causa dolor, apague la unidad, rompa el sello entre el seno y el embudo con su dedo y retire el embudo de su seno.
- Comuníquese con su profesional de salud o con un especialista en lactancia si puede extraer solo un mínimo de leche o si la extracción es dolorosa.
- Si bien puede sentir algo de molestia cuando usa el extractor de leche por primera vez, usar el extractor de leche no debe causar dolor. Para obtener ayuda con el tamaño correcto del embudo y la comodidad, visite medela.com/fittingguide o consulte a un especialista/consultor en lactancia.
- No intente extraer con un vacío que sea demasiado alto e incómodo (doloroso). El dolor, junto con un posible traumatismo en los senos y los pezones, puede disminuir la cantidad de leche que se extrae.
- Asegúrese de que la manguera no esté torcida o pellizcada mientras extrae leche.
- Si se extrae leche a grandes altitudes, incluyendo en un avión, se recomienda extraerse más a menudo o por más tiempo si se siente que queda leche en los pechos después de la sesión de extracción.
- Lávese bien las manos con agua y jabón antes de tocar el extractor de leche, el kit y los senos, evite tocar el interior de las botellas o las tapas.
- Separe y lave todas las piezas expuestas a la leche materna inmediatamente después de usarlas. Esto ayudará a eliminar los residuos de leche materna y evitar el crecimiento de bacterias.
- Siempre inspeccione que estén limpios los embudos, los conectores, las membranas, las botellas, las tapas y la manguera antes de usar.
- Solo use agua de la llave potable o agua embotellada para limpiar el extractor de leche y sus piezas.
- No almacene piezas húmedas o mojadas, se puede formar moho.
- No haga funcionar el extractor si la manguera está húmeda. Hacerlo puede dañar el extractor de leche.
- Si experimenta molestias en la base del pezón debido al roce de su tejido mamario contra el túnel del embudo, un lubricante como la lanolina puede ser de ayuda. Para obtener ayuda con el tamaño correcto del embudo y la comodidad, visite medela.com/fittingguide o consulte a un especialista/consultor en lactancia.

AVISO Puede provocar daños materiales.

- NO use limpiadores/detergentes antibacterianos o abrasivos para limpiar el extractor de leche o sus piezas.
- Las botellas y las piezas de los componentes de plástico se vuelven quebradizas cuando se congelan y pueden romperse al caer.
- Las botellas y las piezas de los componentes pueden dañarse si se manipulan mal; por ejemplo, si se caen, se aprietan demasiado o se golpean.
- Tengo cuidado al manejar las botellas y componentes.
- No use la leche materna si las botellas o los componentes están dañados.
- No use el lazo textil con la marca para colgarse el extractor de leche en el cuerpo.



Pump In Style® Pro

Extractor de leche eléctrico doble

Instrucciones de uso




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este extractor de leche es eléctrico y de uso personal que incluye la tecnología 2-Phase Expression®, con capacidad de extracción simple y doble.

Piezas del sistema extractor de leche

No todas las piezas mencionadas se incluyen en todos los modelos de Pump In Style® Pro.



Otros artículos no mostrados (varían según la configuración del producto):
Adaptador de corriente
Bolsa para extractor de leche
Paquete para hielo
Basa para botella


Pump In Style® Pro es compatible con:

- Conectores, membranas y embudos Medela PersonalFit™ Flex
- Embudos Medela PersonalFit™ PLUS
- Manguera Medela Pump In Style® y manguera manos libres
- Botellas de almacenamiento de leche materna Medela con tapas
- Copas de recolección manos libres Medela y piezas de repuesto asociadas (membranas y embudos)
- Adaptador de corriente Medela Pump In Style® (Artículo 101036149)

CÓMO ARMAR EL KIT DE SU EXTRACTOR DE LECHE

AVISO Puede provocar daños materiales.

- Para evitar daños en el extractor de leche, todos los componentes deben estar completamente secos antes de usar.



Cómo hacer la extracción simple

1. Inserte el extremo no utilizado de la manguera en el soporte de la manguera.
→ Sistema armado correctamente (para extracción simple).

Cómo hacer la extracción doble

1. Ensamble el segundo kit del extractor de leche.
→ Sistema armado correctamente (para extracción doble).

FUNCIONAMIENTO DE SU EXTRACTOR DE LECHE

Preparación para la extracción

1. Lávese bien las manos.
2. Asegúrese de usar el tamaño de embudo correcto. Visite medela.com/fittingguide para obtener más información.
3. Conecte el kit de su extractor de leche montado en el puerto de la manguera en la parte superior del extractor de leche.
4. Asegúrese de que el kit del extractor de leche esté conectado y colocado correctamente.
5. Coloque el embudo en el seno de manera que el pezón quede correctamente centrado en el túnel.
6. Sostenga el embudo y el conector sobre su seno con el pulgar y el índice.
7. Apoye su seno en la palma de su mano.

Extracción de la leche

1. Encienda el extractor de leche conectando la fuente de alimentación. Pulse el botón de Encendido/Apagado (⏻) para iniciar la extracción.
→ El extractor de leche comienza la fase de estimulación, nivel 3. El indicador de fase de estimulación es anaranjado.
2. Ajuste el vacío pulsando los botones Aumentar vacío (⬆) y Disminuir vacío (⬇) para encontrar su Maximum Comfort Vacuum. Los indicadores de nivel de vacío reflejarán tu nivel de vacío actual con luces LED blancas.
3. Si su leche comienza a fluir y el extractor aún no ha cambiado a la fase de extracción, presione el botón Bajar (⬇). Al presionar este botón, el extractor cambia de la fase de estimulación a la fase de extracción.
→ Su extractor cambiará automáticamente a la fase de extracción después de un minuto de extracción. El indicador de fase de extracción es blanco.
→ Cuando el extractor está en fase de estimulación, el indicador de modo de bombeo empezará a parpadear antes de cambiar a la fase de extracción.
4. Es posible que tenga que ajustar el vacío pulsando los botones Aumentar vacío (⬆) y Disminuir vacío (⬇) para encontrar su máximo confort de vacío. Los indicadores de nivel de vacío mostrarán el nivel de vacío actual.
5. Cuando termine su sesión de extracción, presione el botón Encendido/Apagado (⏻) en el extractor de leche para detener la operación de extracción.

Después de la extracción

Si no presiona ningún botón durante 30 minutos, el extractor se apagará solo.

Prepare su leche para el almacenamiento:

1. Use la base de la botella (si la tiene) para evitar que se caiga.
2. Para obtener información sobre cómo almacenar su leche, visite medela.com/storing-and-thawing
3. Retire la manguera de la tapa del conector y del extractor de leche.
4. Guarde la manguera en una bolsa/contenedor limpio.
→ No enrolle la manguera alrededor del extractor de leche.

Encuentre su Maximum Comfort Vacuum

El máximo vacío de confort es el mayor nivel de vacío con el que la extracción aún es cómoda

1. Una vez que esté bombeando en la fase de extracción, aumente el vacío con el botón (⬆) hasta que la extracción sea un poco incómoda (no dolorosa).
2. Luego disminuya ligeramente el vacío presionando una vez el botón (⬇)

Información útil

- La estimulación debe estar en un nivel de vacío cómodo, no es necesario extraer a un nivel demasiado alto.
- Vuelva a evaluar su vacío de confort máximo a medida que experimenta la extracción. Esto puede cambiar a lo largo de cada etapa de la lactancia.

Glosario

Tecnología 2-Phase Expression®: tecnología basada en la investigación que imita el ritmo natural de lactancia de un bebé.

Fase de estimulación: ritmo de succión/extracción rápida para estimular el reflejo de eyección de la leche para que comience a fluir.

Bajar: cuando la leche empieza a fluir.

Fase de extracción: ritmo de succión/extracción mas lento para una extracción suave y eficiente lo mas rapido posible.

Maximum Comfort Vacuum™: el nivel de vacío mas alto con el que una madre se siente cómoda durante la extracción. Esto es diferente en cada madre.

LISEZ TOUJOURS LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT AVANT D’UTILISER CE PRODUIT

Les termes signalétiques définis identifient toutes les consignes de sécurité importantes. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures ou endommager le tire-lait. Les termes signalétiques peuvent avoir différentes significations s’ils sont associés à l’un des termes ci-après : **Lors de l’utilisation d’un appareil électrique, en particulier en présence d’enfants, certaines mesures de sécurité de base doivent être observées.**

Indications d’utilisation	Contre-indications
Le tire-lait Pump In Style® Pro est un tire-lait fonctionnant à l’électricité ou à pile destiné aux femmes allaitantes pour exprimer leur lait. Le tire-lait électrique est destiné à être utilisé par une seule personne. Ce tire-lait est destiné à être utilisé dans un environnement domestique.	Il n’y a aucune contre-indication connue liée à l’utilisation de ce produit.
⚠ AVERTISSEMENT Peut engendrer des blessures graves ou la mort.	

- Pour éviter les risques d’incendie, d’électrocution ou de brûlures graves :**
- Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance lorsqu’il est branché sur une prise électrique.
 - Débranchez toujours l’appareil immédiatement après l’avoir utilisé.
 - Ne placez pas ou n’entrez pas l’appareil dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
 - Ne le placez pas et ne le laissez pas tomber dans l’eau ou dans un autre liquide.
 - Ne faites jamais fonctionner un produit dont la fiche ou le cordon est endommagé, s’il ne fonctionne pas correctement, est tombé, est endommagé ou est tombé dans l’eau.
 - Ne laissez jamais tomber ou n’insérez jamais d’objet dans les ouvertures ou la tubulure.
 - Ne l’utilisez pas à l’extérieur ni dans des endroits où des produits inflammables, comme les aérosols (produits vaporisés), sont utilisés ou encore où l’on administre de l’oxygène.
 - Examinez toujours les fils de l’adaptateur d’alimentation et du bloc-piles avant utilisation pour vérifier qu’ils ne sont pas endommagés ou dénués. Si des dommages sont constatés, cessez immédiatement d’utiliser l’adaptateur d’alimentation ou le bloc-piles et appelez le service clientèle de Medela au 1 800 435-8316.
 - Le tire-lait et les composants amovibles ne sont pas thermorésistants : maintenez-les à distance des surfaces chauffantes et des flammes nues.
 - Évitez de les utiliser près de matériaux inflammables.
 - N’utilisez pas une prise de courant qui a été exposée à de l’eau ou à d’autres liquides.
 - N’utilisez pas l’appareil lors du bain ou de la douche.
 - Ne placez pas le tire-lait sous l’eau courante.
 - Si un dispositif a été exposé à l’eau ou à d’autres liquides, ne le touchez pas; veuillez débrancher le dispositif de la prise de courant, l’éteindre et contacter Medela.
- Pour éviter les risques sanitaires et réduire les risques de blessures graves :**
- Ce produit est destiné à être utilisé par une seule utilisatrice. Les tire-laits électriques sont conçus pour une seule utilisatrice et ne doivent jamais être loués ou partagés. L’utilisation du même appareil par plusieurs personnes peut présenter des risques pour la santé et entraîner l’annulation de la garantie.
 - Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé à proximité d’enfants ou de personnes handicapées afin d’éviter tout risque de strangulation par la tubulure ou le cordon de l’adaptateur d’alimentation.
 - N’utilisez pas le tire-lait en conduisant un véhicule.
 - Examinez tous les composants du tire-lait avant chaque utilisation.
 - N’utilisez ce produit que pour son utilisation prévue, conformément à ce manuel. N’utilisez pas des accessoires non recommandés par Medela.
 - L’expression pendant le sommeil peut entraîner des lésions tissulaires.
 - Cet appareil ne peut pas être entretenu ni réparé. Ne réparez pas l’appareil vous-même. Ne modifiez pas l’appareil ou ses pièces.
 - N’utilisez jamais un appareil endommagé. Remplacez les pièces endommagées ou usées.
 - Avant chaque utilisation, inspectez visuellement les différents composants pour détecter les fissures, les éclats, les déchirures, la décoloration ou la détérioration. En cas d’endommagement de l’appareil, veuillez cesser de l’utiliser jusqu’à ce que les pièces aient été remplacées.
 - Utilisez seulement les pièces recommandées par Medela avec votre tire-lait.
 - L’expression peut provoquer un travail prématuré. N’exprimez pas votre lait avant d’avoir accouché. Si vous tombez enceinte et que vous allaitez ou exprimez toujours votre lait, consultez un professionnel de santé avant de continuer à utiliser votre tire-lait.
 - En cas d’irritation ou de gêne, cessez d’utiliser le produit et consultez un médecin.
 - Si vous êtes atteinte de l’hépatite B, de l’hépatite C ou porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), exprimer votre lait maternel ne réduira pas et n’éliminera pas le risque de transmission du virus à votre bébé par le lait maternel.
 - Nettoyez et désinfectez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel avant la première utilisation.
 - Lavez toutes les pièces qui entrent en contact avec le sein et le lait maternel après chaque utilisation.

⚠ MISE EN GARDE	Peut provoquer des blessures légères.
------------------------	---------------------------------------

- N’enroulez pas le cordon autour de l’adaptateur d’alimentation.
- Branchez l’adaptateur d’alimentation d’abord sur le tire-lait, puis sur la prise électrique murale.
- Ne placez jamais le tire-lait dans l’eau ou dans un stérilisateur, car cela risque de l’endommager définitivement.
- N’essayez pas de retirer la tétérelle de votre sein pendant l’expression. Arrêtez le tire-lait et insérez un doigt entre votre sein et la tétérelle pour les séparer. Retirez ensuite la tétérelle de votre sein.
- Si l’expression est désagréable ou douloureuse, arrêtez l’appareil et insérez un doigt entre votre sein et la tétérelle pour les séparer. Retirez ensuite la tétérelle de votre sein.
- Si vous n’exprimez que très peu de lait ou n’en exprimez pas du tout ou si l’expression se révèle douloureuse, contactez votre professionnel de santé ou une spécialiste en allaitement.
- Bien qu’un certain inconfort puisse être ressenti lors de votre première utilisation d’un tire-lait, l’utilisation du tire-lait ne doit pas provoquer de douleur. Pour une assistance dans le choix d’une tétérelle de taille appropriée et confortable, visitez medela.com/fittingguide ou prenez conseil auprès d’une consultante en lactation ou spécialiste en allaitement.
- N’essayez pas d’exprimer votre lait avec un niveau de succion excessif ou désagréable (douloureux). La douleur et les éventuelles blessures au mamelon ou au sein risquent de diminuer la production de lait.
- Veuillez à ne pas plier la tubulure pendant l’expression.
- Si vous tirez votre lait à haute altitude, y compris dans un avion, il est recommandé de tirer plus souvent ou plus longtemps si vous sentez qu’il reste du lait dans vos seins après la séance de tirage.
- Lavez-vous soigneusement les mains avec de l’eau et du savon avant de toucher le tire-lait, l’ensemble-accessoires et vos seins, et évitez de toucher l’intérieur des bouteilles ou des couvercles.
- Démontez et lavez toutes les pièces exposées au lait maternel immédiatement après usage. Cela enlèvera les résidus de lait maternel et empêchera la prolifération de bactéries.
- Vérifiez toujours la propreté des tétérelles, connecteurs, membranes, bouteilles, couvercles et de la tubulure avant l’utilisation.
- N’utilisez que de l’eau potable du robinet ou de l’eau en bouteille pour nettoyer votre tire-lait et ses composants.
- Ne rangez pas les pièces lorsqu’elles sont mouillées ou humides, car cela favorise le développement de moisissures.
- Ne faites pas fonctionner votre tire-lait lorsque la tubulure est mouillée. Cela peut endommager le tire-lait.
- Si vous ressentez de la douleur à la base du mamelon dû au frottement entre la peau du mamelon et l’embout de la tétérelle, l’utilisation d’un lubrifiant tel que la lanoline pourrait être bénéfique. Pour une assistance dans le choix d’une tétérelle de taille appropriée et confortable, visitez medela.com/fittingguide ou prenez conseil auprès d’une consultante en lactation ou spécialiste en allaitement.

REMARQUE	Peut endommager le matériel.
-----------------	------------------------------

- N’utilisez PAS de nettoyants/détergents antibactériens ou abrasifs pour le nettoyage des tire-lait ou des pièces de tire-lait.
- Les bouteilles en plastique ainsi que les différents composants peuvent être fragilisés par la congélation et risquent de casser en cas de chute.
- Les bouteilles et les pièces peuvent être endommagés à la suite d’une mauvaise manipulation, par exemple en cas de chute, de serrage excessif ou de renversement.
- Manipulez les bouteilles et composants avec précaution.
- N’utilisez pas le lait maternel si les bouteilles et les pièces sont endommagées.
- N’utilisez pas la boucle en textile de marque pour porter le tire-lait sur le corps.



Pump In Style® Pro

Tire-lait électrique double


Mode d’emploi



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le tire-lait est un tire-lait électrique à usage personnel équipé de la technologie 2-Phase Expression® avec l’option d’une expression simple ou double.

Pièces pour ensembles tire-lait
Toutes les pièces énumérées ne sont pas incluses avec chaque modèle Pump In Style® Pro.



Autres articles non affichés (varient selon la configuration du produit) :
Adaptateur d’alimentation
Sac pour tire-lait
Bloc réfrigérant
Support de bouteilles

- Le Pump In Style® Pro est compatible avec :
- Connecteurs, membranes et tétérelles Medela PersonalFit™ Flex
 - Tétérelles Medela PersonalFit™ PLUS
 - Tubulure et tubulure mains libres Medela Pump In Style®
 - Sachets de conservation pour lait maternel avec couvercles
 - Collecteurs mains libres Medela et pièces de rechange associées (membranes et tétérelles)
 - Adaptateur d’alimentation Medela Pump In Style® (Article 101036149)

ASSEMBLAGE DE L’ENSEMBLE-ACCESSOIRES DU TIRE-LAIT


REMARQUE	Peut endommager le matériel.
-----------------	------------------------------

- Pour éviter d’endommager le tire-lait, tous les composants doivent être complètement secs avant l’utilisation.

-
- Lavez-vous soigneusement les mains.
 - Insérez soigneusement la membrane (jaune foncé) avec le rabat dans l’orifice du connecteur.
→ Assurez-vous que la membrane est positionnée de façon hermétique autour du bord du connecteur.
 - Fermez le couvercle du connecteur – vous entendez un déclic.
 - Vissez le connecteur sur la bouteille
 - Poussez prudemment la tétérelle dans le corps du connecteur.
→ Choisissez la taille de tétérelle qui correspond le mieux à vos besoins. Pour choisir la taille appropriée, visitez medela.com/fittingguide.
 - Vous pouvez faire pivoter (360°) la tétérelle ovale afin de la placer dans la position la plus confortable pour vous.
 - Insérez une des extrémités courtes de la tubulure dans l’orifice du couvercle du connecteur.
 - Insérez l’extrémité longue de la tubulure dans le tire-lait, aussi loin que possible.

Procédure de l’expression simple

-
- Insérez l’extrémité non utilisée de la tubulure dans le support de tubulure.
→ Système assemblé correctement (pour l’expression simple).



Procédure de l’expression double

-
- Assemblez la deuxième ensemble-accessoires pour tire-lait.
→ Système assemblé correctement (pour la double expression).

COMMENT FAIRE FONCTIONNER VOTRE TIRE-LAIT

Avant l’expression

-
- Lavez-vous soigneusement les mains.
 - Vérifiez que vous utilisez la bonne taille de tétérelle. Pour plus d’informations, visitez medela.com/fittingguide.
 - Branchez votre ensemble-accessoires pour tire-lait assemblé dans le port de la tubulure situé sur le dessus du tire-lait.
 - Assurez-vous que l’ensemble-accessoires pour tire-lait est connecté et correctement positionné.
 - Placez la tétérelle sur le sein de sorte que le mamelon soit correctement centré dans l’embout.
 - Maintenez la tétérelle et le connecteur sur votre sein à l’aide de votre pouce et de votre index.
 - Soutenez votre sein avec la paume de votre main.

Expression du lait maternel

- Alimentez le tire-lait en branchant l’alimentation. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (⏻) pour commencer l’expression.
→ Le tire-lait commence en phase de stimulation, niveau 3. L’indicateur de la phase de stimulation est orange.
- Réglez le niveau de succion à l’aide des boutons Augmenter la succion (➕) et Diminuer la succion (➖) jusqu’à trouver votre force d’aspiration maximale. Les indicateurs de niveau de succion afficheront votre niveau de succion actuel avec des LED blanches.
- Si votre lait commence à couler et que le tire-lait n’est pas encore passé en phase d’expression, appuyez sur le bouton d’écoulement (⏻). En appuyant sur ce bouton, le tire-lait passe de la phase de stimulation à la phase d’expression.
→ Votre tire-lait passera automatiquement à la phase d’expression après une minute d’expression. L’indicateur de la phase d’expression est blanc.
- Vous devrez peut-être ajuster le vide en appuyant sur les boutons Augmenter la succion (➕) et Diminuer la succion (➖) pour trouver votre force d’aspiration maximale. Les indicateurs de niveau de succion afficheront votre niveau de succion actuel.
- À la fin de votre séance d’expression, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (⏻) sur le tire-lait pour l’arrêter.

Après l’expression

Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 30 minutes, le tire-lait s’arrêtera de lui-même.

Préparez votre lait maternel pour la conservation :

- Utilisez le support de bouteilles (si disponible) pour éviter que la bouteille ne se renverse.
- Pour obtenir des informations sur la conservation de votre lait maternel, consultez le site medela.com/storing-and-thawing
- Retirez la tubulure du couvercle du connecteur et du tire-lait.
- Conservez la tubulure dans un sac/contenant propre.
→ N’enroulez pas la tubulure autour du tire-lait.

Trouvez la force d’aspiration maximale (Maximum Comfort Vacuum) qui vous convient

La force d’aspiration maximale est le niveau de succion le plus élevé où l’expression est encore confortable.

- Une fois que vous êtes rendue en phase d’expression, augmentez la force d’aspiration à l’aide du bouton (➕) jusqu’à ce que l’expression soit légèrement inconfortable (pas douloureuse).
- Ensuite, diminuez légèrement la succion en appuyant une fois sur le bouton (➖).

Quelques informations utiles

- La stimulation doit se faire à un niveau de succion confortable; il n’est pas nécessaire de faire l’expression à un niveau trop élevé.
- Réexaminez la force d’aspiration maximale à différents moments de votre expérience d’allaitement. Il peut changer à différents moments durant les phases de lactation.

Glossaire

Technologie 2-Phase Expression® – une technologie basée sur la recherche qui imite le rythme naturel de succion d’un bébé.

Phase de stimulation – un rythme de succion / d’expression rapide pour provoquer le réflexe d’éjection du lait et l’écoulement du lait.

Écoulement – le moment où votre lait commence à s’écouler.

Phase d’expression – un rythme de succion / d’expression plus lent pour une extraction rapide, efficace et en douceur du lait.

Force d’aspiration maximale (obtenue avec Comfort Vacuum™) – le niveau de succion le plus élevé ou une mère se sent à l’aise pendant l’expression. C’est différent pour chaque mère.

DÉPANNAGE	
En cas de fonctionnement inhabituel de votre tire-lait, vérifiez dans le tableau de dépannage si la situation est identifiée dans la colonne « Problème », puis suivez les instructions figurant dans la colonne « Solution ».	
Problème	Solution
Le tire-lait ne génère pas de succion (le moteur ne fonctionne pas) après que j'ai appuyé sur le bouton Marche/Arrêt.	• Vérifiez que le tire-lait est raccordé à une source d'alimentation. • Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Medela.
La succion est faible ou inexistante	• Vérifiez que tous les composants de l'ensemble-accessoires pour tire-lait sont propres, secs et correctement raccordés. • Assurez-vous que les membranes sont placées correctement dans les capsules de connecteurs et que les capsules de connecteurs sont bien fermées. • Assurez-vous que du côté tire-lait, les tétérelles sont bien enfoncées dans les capsules de connecteurs. • Lorsque vous exprime votre lait, assurez-vous que la tétérelle est positionnée de façon hermétique sur le sein. • Lors de l'expression simple, vérifiez que l'extrémité inutilisée de la tubulure est branchée correctement dans le support de tubulure. • Si la succion ne s'améliore pas, contactez le service clientèle de Medela.
L'extérieur du tire-lait a été mouillé	• Débranchez le tire-lait de la source d'alimentation et éteignez-le. • Séchez l'extérieur du tire-lait.
Le tire-lait a été immergé dans l'eau	• Débranchez la prise électrique du tire-lait. • Contactez le service clientèle de Medela.

Si vous n'avez pas résolu le problème avec votre tire-lait, avez d'autres questions ou avez besoin d'une assistance supplémentaire en dehors du tableau de dépannage, veuillez contacter le service client de Medela. De plus, pour signaler toute opération ou événement inattendu, veuillez contacter le service client de Medela. Pour les coordonnées, visitez www.medela.cm/contact-us. Sous "Pays", choisissez votre pays.

MISE AU REBUT

Cet appareil est composé de différents métaux et plastiques. Avant élimination, l'appareil doit être rendu inutilisable. En fonction de la réglementation locale, il ne peut être jeté avec les déchets ménagers non triés. Utiliser votre système local de collecte de rebut d'équipement électrique et électronique. Une élimination non conforme peut avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé publique.

GARANTIE

Ce produit est garanti par Medela auprès de l'acheteur au détail d'origine d'être exempt de défaut de matériau et de fabrication pendant une période de 1 an pour le moteur (90 jours pour les pièces et les accessoires) à compter de la date d'achat. La garantie est uniquement valide dans le pays d'achat. En cas de défectuosité, Medela s'engage selon son choix à réparer ou à remplacer ce produit sans frais pour ledit remplacement, les pièces ou la main-d'œuvre. L'acheteur assume tous les frais de retour de ce produit à Medela. Cette garantie ne s'applique pas aux produits utilisés commercialement, de manière inadéquate ou abusive ou qui ont subi une modification.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE 1 AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITER LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES RESTRICTIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES, ET VOUS POURRIEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES	
	Ce symbole fait référence au fabricant. ¹
	Ce symbole indique que l'appareil ne peut pas être mis au rebut avec les déchets ménagers non triés (conformément aux règlements locaux). ²
	Ce symbole indique la conformité avec des exigences internationales pour une protection contre l'électrocution. (Parties en contact avec la peau de type BF) ³
IP22	Ce symbole fait référence à la protection contre la pénétration d'objets solides étrangers et contre les conséquences dommageables des projections d'eau. ⁴
	Ce symbole indique la date de fabrication. ⁵
	Ce symbole indique que l'appareil est un appareil électrique de classe II (double isolation). ⁶
	Ce symbole indique que l'adaptateur d'alimentation est uniquement destiné à un usage intérieur. ⁷
	Ce symbole représente le courant alternatif. ⁸
	Ce symbole représente le courant continu. ⁹
	Symbole de mise en garde. ¹⁰
	Symbole d'avertissement général. ¹¹
	Ce symbole indique l'emplacement du bouton Marche/Arrêt (mise en veille) ¹²
REF	Ce symbole indique le numéro de référence assigné par le fabricant. ¹³
FC	Indique la conformité aux exigences de la Federal Communications Commission américaine. ¹⁴

LOT	Ce symbole indique le numéro de lot assigné par le fabricant. ¹⁵
SN	Ce symbole indique le numéro de série de l'appareil. ¹⁶
	Contient des produits fragiles, manipuler avec soin. ¹⁷
	Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil. ¹⁸
	Garder au sec. ¹⁹
	Définit la plage de température. ²⁰
	Définit la plage d'humidité relative. ²¹
	Définit la plage de pression atmosphérique. ²²
	Voir le mode d'emploi. ²³
	Indique que l'emballage est recyclable. ²⁴
	MÉDICAL – ÉQUIPEMENT MÉDICAL GÉNÉRAL CONCERNANT LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'INCENDIE ET DE DANGERS MÉCANIQUES UNIQUEMENT [AAMI ES60601-1:2005/[R]2012 et A1:2012/[R]2012 et A2:2021], CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:14 (Réaffirmé 2022), IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013 +AMD2:2020, et IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020.]*
	Certifié NOM.*
	Symbole de « sécurité alimentaire » selon le règlement européen EC1935/2004.*

* Ces symboles ne sont pas dérivés des normes.

RÉFÉRENCE

- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.1 Manufacturer
- EN 50419:2022 Marking of electrical and electronic equipment [EEE] in respect to separate collection of waste WEEE [WEEE]
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 20 Type BF applied parts
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance – Table D.3 Symbol 2 IP Code, IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures [IP Code]
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.3 Manufacturing Date
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 9 Class II equipment
- IEC 60417:5975, Graphical symbols for use on equipment, For Indoor use only
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 1 Alternating current
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 4 Direct current
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 10 Caution.
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.2 Symbol 2 General Warning Sign
- IEC 60601-1, Medical electrical equipment – Part 1: General Requirements for basic safety and essential performance, Table D.1 Symbol 29 Stand-by
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.6 Catalog number
- Code of Federal Regulations, Title 47, Part 15b / 15c
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.5 Batch code
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.1.7 Serial number
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.3.1, Fragile, handle with care
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.3.2 Keep away from sunlight
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.3.4, Keep away from rain
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.3.7 Temperature limit
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.3.8 Humidity limitation
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.3.9 Atmospheric pressure limitation
- ISO 15223-1, Medical devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied, Part 1: General requirements, Clause 5.4.3 Consult instructions for use
- ISO 7000-1135, Graphical symbols for use on equipment, General symbol for recovery/recyclable

DESCRIPTION TECHNIQUE DE COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Le tire-lait nécessite des précautions spéciales en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, et doit être installé et mis en service conformément aux directives sur la compatibilité électromagnétique indiquées dans ce mode d'emploi. Les appareils de communication portables et mobiles RF peuvent influencer sur le fonctionnement du tire-lait.

REMARQUE	<i>Peut endommager le matériel.</i>
----------	-------------------------------------

Ce dispositif satisfait aux exigences de la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux exigences suivantes :

- Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour prévoir une protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que l'interférence n'aura pas lieu dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement; l'utilisatrice est encouragée à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et l'antenne.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le marchand ou un technicien en radio/télévision expérimenté pour de l'aide. .

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques		
Ce tire-lait est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. La cliente ou l'utilisatrice du tire-lait doit s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement de ce type.		
Essai de contrôle des émissions	Conformité	Environnement électromagnétique - guide
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Le tire-lait utilise l'énergie RF uniquement pour son fonctionnement interne. Pour cette raison, ses émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer des interférences avec les appareils électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Sans objet	Le tire-lait est conçu pour être utilisé dans tous les établissements, y compris les domiciles et ceux directement reliés au réseau d'alimentation public à basse tension qui alimente les bâtiments utilisés à des fins domestiques.
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Sans objet	
AVERTISSEMENT : • Ce tire-lait ne doit pas être utilisé à proximité d'un autre équipement ou superposé à un autre équipement. Si une utilisation adjacente ou superposée est requise, ce tire-lait doit être observé pour vérifier son fonctionnement normal dans la configuration dans laquelle il est utilisé. • L'utilisation d'accessoires ou de câbles autres que ceux fournis par Medela pourrait entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.		

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique

Ce tire-lait est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. La cliente ou l'utilisatrice du tire-lait doit s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement de ce type.

Le tire-lait Pump In Style® Pro n'a pas d'indicateurs de performance essentiels, mais a été testé pour l'immunité aux perturbations électromagnétiques et a réussi en utilisant les critères suivants :

1. Pas de changement visible dans le fonctionnement du tire-lait.
2. Les paramètres du tire-lait changent, mais ils retournent automatiquement à la configuration précédente.
3. Les paramètres du tire-lait changent, mais peuvent retourner à une configuration antérieure avec l'intervention de l'utilisatrice.

Test d'immunité	IEC 60601 niveau d'essai	Niveau de conformité	Environnement électromagnétique – guide
Décharge électrostatique (DES) IEC 61000-4-2	+/- 2kV, +/- 4kV, +/- 6 kV, +/- 8kV de décharge au contact +/- 2kV, +/- 4kV, +/- 6 kV, +/- 8kV, +/- 15 kV de décharge dans l'air	+/- 2kV, +/- 4kV, +/- 6 kV, +/- 8kV de décharge au contact +/- 2kV, +/- 4kV, +/- 6 kV, +/- 8kV, +/- 15 kV de décharge dans l'air	Les planchers doivent être en bois, en béton ou en céramique. Si les planchers sont couverts avec un matériau synthétique, l'humidité relative devrait être d'au moins 30 %.
Transitoires électriques rapides en sèves IEC 61000-4-4	± 2 kV Fréquence de répétition de 100 kHz	± 2 kV Fréquence de répétition de 100 kHz	La qualité de l'alimentation principale devrait être équivalente à celle disponible dans un environnement hospitalier ou commercial normal.
Sur tension IEC 61000-4-5	± 0,5 kV, ± 1 kV Ligne à ligne	± 0,5 kV, ± 1 kV Ligne à ligne	La qualité de l'alimentation principale devrait être équivalente à celle disponible dans un environnement hospitalier ou commercial normal.
Chutes de tension, interruptions de courte durée, variations de tensions sur les conduites d'entrée en alimentation IEC 61000-4-11	0 % U _r ; 0,5 cycle à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, et 315°	0 % U _r ; 0,5 cycle à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, et 315°	La qualité de l'alimentation principale devrait être équivalente à celle disponible dans un environnement hospitalier ou commercial normal. Si l'utilisatrice du tire-lait requiert un fonctionnement ininterrompu en cas de panne électrique, il est recommandé de relier le tire-lait à un système d'alimentation sans coupure ou à une pile.
Fréquence d'alimentation (50/60 Hz) champ magnétique IEC 61000-4-8	30 A/m, 50 ou 60 Hz	30 A/m, 50/60 Hz	Il peut être nécessaire de positionner le tire-lait plus loin des sources de champs magnétiques à fréquence industrielle ou d'installer un blindage magnétique. Le champ magnétique à fréquence industrielle devrait être mesuré afin de s'assurer qu'il est suffisamment bas.
REMARQUE : U _r est la tension alternative de secteur avant l'application du niveau du test.			

Guide et déclaration du fabricant – immunité électromagnétique (suite)
Ce tire-lait est conçu pour être utilisé dans l'environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. La cliente ou l'utilisatrice du tire-lait doit s'assurer qu'il est utilisé dans un environnement de ce type.

Tableau des fréquences des émetteurs portables et mobiles pour lesquels la distance de séparation recommandée est de 30 cm :

Bande (MHz)	Service
380 - 390	TETRA 400
430 - 470	GMRS 460, FRS 460
704 - 787	BANDE LTE 13, 17
800 - 960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, BANDE LTE 5
1 700 - 1 990	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; BANDE LTE 1, 3, 4, 25; UMTS
2 400 - 2 570	Bluetooth®, WLAN, 802.11 b/g/n, RFID 2450, BANDE LTE 7
5 100 - 5 800	WLAN 802.11 a/n

AVERTISSEMENT : les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm de toute pièce y compris les câbles spécifiés par Medela. Sans quoi, le fonctionnement de cet équipement serait dégradé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériaux en contact avec la peau ou le lait

- Téterelle : polypropylène
- Connecteur : polypropylène
- Membrane: silicone
- Bouteille : polypropylène
- Couvercle : polypropylène

Toutes les pièces qui entrent en contact avec le lait maternel sont exemptes de BPA (bisphénol A).

¹Vide maximum dans l'expression (en cas d'expression simple ou double).
²Dans les conditions habituelles, le tire-lait Pump In Style® Pro est capable de fournir des niveaux de vide de -50 à -240 mmHg. Dans les limites prévisibles des conditions d'utilisation qui produisent un vide de pointe de la plus grande magnitude, la pompe pourrait produire des vides de -295 mmHg.

Le contenu peut varier des illustrations.

La marque et le logo Medela, Pump In Style, et 2-Phase Expression sont enregistrés auprès de l'Office des brevets et des marques des États-Unis et de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. The Science of Care, Turning Science into Care et PersonalFit sont des marques de commerce de Medela.

15400288 B 0425 © 2025 Medela 101047266

 Medela LLC
1101 Corporate Drive
McHenry, IL 60050 USA
Phone (800) 435-8316 or (815) 363-1166
customer.service@medela.com
www.medela.us