


medela


Magic InBra™



Before First Use • Vor der ersten Verwendung • Avant la première utilisation • Antes del primer uso • Vóór het eerste gebruik • Prima del primo utilizzo • Antes da primeira utilização





Charge for 1 hour • 1 Stunde aufladen
• Chargez pendant 1 heure • Cargar por 1 hora • 1 uur opladen • Carica per 1 ora • Carregue durante 1 hora



<14 mm	15 mm, 16 mm, 17 mm	18 mm, 19 mm, 20 mm	21 mm, 22 mm, 23 mm


Choose the right size • Wählen Sie die richtige Größe • Choisissez la bonne taille • Elige el tamaño correcto • Kies de juiste maat • Scegli la taglia giusta • Escolha o tamanho certo



Wash • Reinigen • Lavez
• Lava • Was • Lava • Lave





Disinfect • Desinfizieren • Désinfectez • Desinfecta • Desinfecteer • Disinfetta • Desinfete



Dry • Trocknen • Séchez • Seca • Droog • Asciuga • Seque

Check assembly • Zusammenbau überprüfen • Vérifiez l'assemblage
• Verifica el ensamblaje • Controleer de montage • Controlla l'assemblaggio • Verifique a montagem



After Pumping • Nach dem Abpumpen von Milch • Après l'expression du lait • Después de la extracción de leche • Na het kolven • Dopo l'estrazione del latte • Após a extração de leite

