

Thopaz+

Digitalt thoraxdränage-system



Nyutformning av säkerheten vid hantering av thoraxdränage.**

Smarta aviseringar i realtid håller sjukvårdspersonal informerade och patienter säkra.^{1,2}



Stärker evidensbaserade beslut.

Objektiva realtidsdata med trenddiagram ger högre klinisk tillförlitlighet och noggrannhet.^{1,3,4}



Tidig mobilisering. Snabbare återhämtning.

Utformat för tidig mobilisering – kompakt, låg vikt och batteridrivet.^{3,5,6}



Var som helst. När som helst. På hela sjukhuset. Alltid redo.

Helt anpassningsbart med behållare i tre olika storlekar och inställningar för tryckreglering för dina behov av thoraxdränage inom sjukhuset.

Thopaz+, världens ledande digitala thoraxdränagesystem*

Till skillnad från analoga system mäter **Thopaz+ kontinuerligt och objektivt luftläckage och vätskedränage**, vilket underlättar bedömningen av patienternas framsteg samt standardiseringen av hanteringen av thoraxdränage mellan avdelningar⁸. Kliniska data bekräftar att **Thopaz+ lyfter thoraxdränagebehandling till en ny vårdnivå**, vilket bidrar till bättre resultat över hela sjukhuset.^{9,10,14}

Med sin **dubblellumen-slang** appliceras sug endast vid behov, vilket förbättrar patientkomforten och behandlingseffektiviteten.^{4,14} Systemet möjliggör även **dataregistrering och överföring till PC**, för enkel arkivering i patientjournalen. Thopaz+ förbättrar kommunikationen mellan personalen, vilket möjliggör mer exakta bedömningar och snabba beslut om borttagning av dränage¹¹. Detta bidrar till en minskning av sjukhusvistelsen med minst en dag^{12,13} vilket hjälper till att sänka de totala kostnaderna^{8,12}. Dess lätta, bärbara design uppmuntrar till mer mobila och självständiga patienter, medan intuitiva grafer och informationssignaler på skärmen gör hanteringen av thoraxdränage säkrare och bekvämare för medicinska team.^{4,11}

Förbättrar resultaten och effektiviserar vården

För mediastinalt dränage:

Oavbruten prestanda. Banbrytande effektivitet.^{3,5}

Effektivare dränage av blod som börjar precis där det betyder något – i operationssalen.**

Förbättrar resultaten och sparar såväl tid som pengar.^{6,15,16}

Ger mätbart ekonomiskt värde genom snabbare återhämtning, tidiga interventioner och färre komplikationer.**

För pleuralt dränage:

Bevisat ekonomiskt värde.^{11,13,16}

Lägre kostnader genom förbättrade resultat.**

En värdebaserad lösning som levererar.

Effektivitet som förändrar patientens återhämtning.^{12,13,14}

Kliniskt bevisad minskning av dränagetiden och sjukhusvistelsens längd.**

Läs mer om Medelas thoraxdränagesystem på: <http://www.medela.com/SE/sv/>

Referenser: *Pioneering the digital chest drainage market since 2007. Market report and data show number 1 market share as of January 2024. **in comparison with analog chest drainage systems. 1 Evans JM, et al. Appl Health Econ Health Policy 2019;17(3):285–94. 2 Rathinam S, et al. J Cardiothorac Surg. 2011;6:59 3 Barozzi L, et al. J Card Surg 2020;35:1492–1497. 4 Pompili C, et al. Ann Thorac Surg 2014;98:490–6. 5 Saha S, et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 2020; doi:10.1093/icvts/ivaa049. 6 Tamura K, et al. Gen Thorac Cardiovasc Surg 2022;70:619–623 7 Thopaz+ IFU. 8 National Institute for Health and Care Excellence (2018) Thopaz+ portable digital system for managing chest drains (Medical technologies guidance [MTG37]). Updated 2022 9 Khader AA et al. J Thorac Dis. 2023 Jul 31;15(7):3776–3782. 10 Frediani S et al. Front Pediatr. 2023 Oct 11;11:1280834. 11 Rathinam S et al. J Cardiothorac Surg 2011;6:59. 12 Pompili C et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 2011;13(5):490–3. 13 Jablonski S et al. Thorac Cardiovasc Surg 2014;62(6):509–15. 14 Kalisnik JM, et al. EJCTS 2025 Mar;67(Supplement_1):9–17. 15 Van Linden A, et al. J Thorac Dis 2019;11(12):5177–5186. 16 York Value calculator; YHEC Medela Thopaz+ Chest Drain Model – FINAL – 31.07.25.xlsm. Data on file Medela.

OBJEKTIVA DATA



TYST, BÄRBART, BATTERIDRIVET SYSTEM



TILLBEHÖR OCH ENGÅNGSARTIKLAR



Behållare med eller utan förtjockningsmedel

0,3 l 0,8 l 2,0 l



Slang kompatibel med

12 – 20 Ch* 20 – 32 Ch* 28 – 36 Ch*



Slangförlängning

1 slang 3 slangar Dockningsstation

*beroende på kateterdesign

Kontakta oss eller din lokala Medela-representant för mer information.