



Catéter ClotStop®

para drenaje torácico

Distribuido en Europa exclusivamente por Medela

- Favorece un flujo continuo y sin obstrucciones^{1,2,3}
- Reduce la necesidad de ordeño continuo^{2,3}
- Mejora la comodidad del paciente³

PARA UN CONTROL EFICAZ Y SEGURO DEL DRENAJE TORÁCICO

Un estudio observacional prospectivo demuestra que el 36 % de los tubos torácicos se ocluyen después de una cirugía cardíaca. El 86 % de estas oclusiones ocurren dentro del paciente y no son visibles para los médicos y el personal de enfermería.⁴

El innovador catéter ClotStop® ayuda a reducir el riesgo de formación de coágulos y de esta manera evita la oclusión del catéter. Está recubierto con un innovador polímero de hidrogel. No se trata de un anticoagulante y es médicamente seguro, ya que no afecta a la coagulación sanguínea natural. En contacto con el agua, crea un coeficiente de fricción tan bajo que los coágulos y el exudado no pueden adherirse a la superficie del catéter. Este recubrimiento ultra suave evita la incrustación de tejidos y la formación de coágulos de sangre. La resistencia reducida en la superficie del catéter favorece el drenaje continuo de líquidos y reduce la necesidad de un ordeño continuo.²

Los catéteres mediastínicos especiales con un área interna grande y un diseño especial optimizan la velocidad de flujo del drenaje y reducen la presión sobre el corazón, las arterias coronarias y los injertos.

Los catéteres ClotStop® están hechos de silicona, lo que garantiza una colocación fácil y segura en el tórax. El material blando y agradable permite que el paciente se mueva con libertad, lo que favorece la comodidad del paciente. Utilizar ClotStop® estimula una mayor seguridad y recuperación del paciente.¹

- Innovador y médicamente seguro gracias al recubrimiento ClotStop®
- Drenaje seguro y eficaz que reduce la formación de coágulos.
- Mayor comodidad del paciente gracias al recubrimiento y el material de silicona optimizados.
- Ahorro de tiempo para los profesionales sanitarios al reducir la necesidad de ordeñar y exprimir.

Bibliografía

1 Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. 2 Medela qualitative customer interviews 3 Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17-24. 4 Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36.

El catéter ClotStop® es distribuido por Medela en los tamaños siguientes:

Descripción	Tamaño	N.º de art.
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala	8 FR	100008ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala	10 FR	100010ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala	12 FR	100012ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala	14 FR	100014ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala*	16 FR	100016ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, ángulo derecho, escala*	16 FR	111016ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala*	20 FR	100020ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, ángulo derecho, escala*	20 FR	111120ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala*	24 FR	100024ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, ángulo derecho, escala*	24 FR	111124ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala*	28 FR	100028ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, ángulo derecho, escala*	28 FR	111128ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala	32 FR	100032ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, ángulo derecho, escala	32 FR	111132ATS
Catéter torácico de silicona con ClotStop®, escala	36 FR	100036ATS
Drenaje mediastínico con ClotStop®, ojalos a los lados	7 mm	111075AT
Drenaje mediastínico con ClotStop®, ojalos a los lados	9 mm	111095AT
Drenaje mediastínico con ClotStop®, ojalos en la parte superior e inferior	9 mm	111099AT

Todos los productos se distribuyen en conjuntos de 10 unidades. *Estos catéteres también están disponibles sin el recubrimiento ClotStop®.

¿Desea beneficiarse del alto rendimiento de los catéteres ClotStop®?

Póngase en contacto con nosotros para una presentación individual del producto.

Descubra los beneficios en cualquier situación de drenaje torácico: www.medelahealthcare.com/clotstop-thoracic-catheter



Ofrecido por

Póngase en contacto con nosotros o su distribuidor nacional de Medela para obtener más información.

Distribuido por
Productos Medicinales Medela, S.L.
C/ Llacuna, 22 4ª Planta
08005, Barcelona, Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31

info@medela.es
www.medela.es

 Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501
www.axiommed.com

medela 
THE SCIENCE OF CARE™

CE 0413