



---

# Drain ClotStop®

## pour le drainage thoracique

Exclusivement distribué en Europe par Medela

- Favorise un flux continu, sans obstruction<sup>1,2,3</sup>
- Réduit le besoin de traire continuellement<sup>2,3</sup>
- Améliore le confort du patient<sup>3</sup>

## POUR UNE GESTION DU DRAINAGE THORACIQUE SÛRE ET EFFICACE.

Une étude prospective observationnelle démontre que 36 % des drains thoraciques se bouchent après chirurgie cardiaque. 86 % de ces occlusions ont lieu à l'intérieur du corps et sont donc invisibles des médecins et infirmiers. <sup>4</sup>

L'innovation ClotStop® aide à minimiser le risque de formation de caillots et prévient ainsi l'occlusion du drain. Il est revêtu d'un polymère d'hydrogel novateur. Ce n'est pas un anticoagulant, il est donc médicalement sûr car il n'affecte pas la coagulation naturelle du sang. Au contact de l'eau, le coefficient de frottement est si bas que les caillots et l'exsudat ne peuvent adhérer à la surface du drain. Ce revêtement ultra lisse évite l'incrustation tissulaire et la formation de caillots sanguins.

La résistance réduite à la surface du drain assure un drainage de liquide continu et réduit le besoin de traire continuellement. <sup>2</sup>

Les drains médiastinaux spéciaux, dotés d'une grande surface interne et d'une conception spécifique, optimisent le débit du drain et minimisent la pression sur le cœur, les artères coronaires et les greffes.

Les drains ClotStop® sont en silicone, ce qui assure un positionnement facile et sûr dans le thorax. Le matériau agréablement doux permet au patient de se mouvoir librement, améliorant ainsi son confort. L'utilisation de ClotStop® favorise la sécurité et la convalescence du patient. <sup>1</sup>

- L'innovation et l'innocuité grâce au revêtement ClotStop®
- Drainage sûr et efficace réduisant le risque de caillot.
- Meilleur confort pour le patient grâce au silicone et au revêtement optimisé.
- Gain de temps pour les professionnels de santé grâce à la réduction du nombre de traites.

### Référence

**1** Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. **2** Medela qualitative customer interviews **3** Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17-24. **4** Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36.

Le drain ClotStop® est distribué par Medela dans les tailles suivantes :

Désignation	Taille	Réf.
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle	8 FR	100008ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle	10 FR	100010ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle	12 FR	100012ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle	14 FR	100014ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle*	16 FR	100016ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, angle droit, échelle*	16 FR	111016ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle*	20 FR	100020ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, angle droit, échelle*	20 FR	111120ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle*	24 FR	100024ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, angle droit, échelle*	24 FR	111124ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle*	28 FR	100028ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, angle droit, échelle*	28 FR	111128ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle	32 FR	100032ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, angle droit, échelle	32 FR	111132ATS
Drain thoracique en silicone ClotStop®, échelle	36 FR	100036ATS
Drain médiastinal avec ClotStop®, vue de profil	7 mm	111075AT
Drain médiastinal avec ClotStop®, vue de profil	9 mm	111095AT
Drain médiastinal avec ClotStop®, vue d'en haut et d'en bas	9 mm	111099AT

Tous les produits sont livrés par boîte de dix pièces. \*Ces drains sont également disponibles sans revêtement ClotStop®.

**Vous souhaitez bénéficier des hautes performances des drains ClotStop® ?**  
Contactez-nous dès aujourd'hui pour une présentation produit.

Découvrez ses avantages dans toutes les situations de drainage thoracique :  
[www.medelahealthcare.com/clotstop-thoracic-catheter](http://www.medelahealthcare.com/clotstop-thoracic-catheter)



Votre contact Medela

### Contactez-nous ou votre représentant Medela le plus proche pour de plus amples renseignements.

Distribué par  
Medela France SAS  
20 rue Rouget de l'Isle  
92130 Issy les Moulineaux  
Phone +33 1 69 16 10 30  
Fax +33 1 69 16 10 32  
info@medela.fr  
www.medela.fr

Suisse  
Medela Schweiz AG  
Lättichstrasse 4b  
6340 Baar  
Phone +41 848 633 352  
Fax +41 41 562 14 42  
contact@medela.ch  
www.medela.ch

 Axiom Medical Inc.  
19320 Van Ness Ave.  
Torrance, CA 90501,  
États-Unis  
[www.axiommed.com](http://www.axiommed.com)

**medela**   
THE SCIENCE OF CARE™

CE 0413