

ClotStop[®]-drain voor thoraxdrainage

In Europa exclusief gedistribueerd door Medela

- Stimuleert een continue flow zonder stolsels^{1,2,3}
- Vermindert de noodzaak om voortdurend af te tappen^{2,3}
- Verbeterd het comfort van de patiënt³

VOOR EFFECTIEVE EN VEILIGE THORAXDRAINAGE

Uit een prospectieve observatiestudie blijkt dat 36% van de thoraxslangen verstopt raakt na een hartoperatie. 86% van deze verstoppingen vindt binnen in de patiënt plaats en ze zijn niet zichtbaar voor de artsen en verpleegkundigen.⁴

De innovatieve ClotStop®-drain reduceert het risico op de vorming van stolsels en voorkomt daarmee dat de drain verstopt raakt. De drain heeft een coating van een innovatieve hydrogel polymeer. Dit is geen antistollingsmiddel en is medisch gezien veilig omdat het geen invloed heeft op de natuurlijke bloedstolling. Als de drain in aanraking komt met water ontstaat er zo'n lage wrijvingscoëfficiënt dat stolsels en wondvocht zich niet kunnen hechten aan het drainoppervlak. Deze ultragladde coating voorkomt korstvorming van het weefsel en de vorming van bloedstolsels. De geringere weerstand van het oppervlak van de drain bevordert een continue drainage van vloeistoffen waardoor het niet langer nodig is om voortdurend af te tappen.²

Speciale mediastinale drains met een groot intern oppervlak en speciaal ontwerp optimaliseren de stroomsnelheid van de drain en beperken de druk op het hart, de kransslagaders en de transplantaten tot een minimum.

De ClotStop®-drains zijn gemaakt van siliconen, waardoor ze makkelijk en veilig in de thorax kunnen worden geplaatst. Door het aangenaam zachte materiaal kan de patiënt zich vrij bewegen, wat meer comfort biedt. Door het gebruik van de ClotStop® wordt de veiligheid en het herstel van de patiënt bevorderd.¹

- Innovatief & medisch veilig dankzij de ClotStop®-coating
- Een veilige en effectieve drainage vermindert het risico op de vorming van stolsels
- Meer comfort voor de patiënt dankzij het geoptimaliseerde siliconemateriaal en de coating
- Tijdbesparend voor zorgprofessionals omdat ze minder hoeven af te tappen en te strippen

Noten

1 Edlich R et al. The American Journal of Surgery 1985; (149):295-298. **2** Medela qualitative customer interviews **3** Cooke DT et al. Thorac Surg Clin 2013;23:17-24. **4** Karimov JH, Gillinov AM, Schenck L, et al. Eur J Cardiothorac Surg 2013;44(6):1029-36.

De ClotStop®-drain van Medela is verkrijgbaar in de volgende maten:

| Beschrijving | Maat | Art. nr. |
|---|-------|-----------|
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering | 8 FR | 100008ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering | 10 FR | 100010ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering | 12 FR | 100012ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering | 14 FR | 100014ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering* | 16 FR | 100016ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, rechthoekig, schaalmarkering* | 16 FR | 111016ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering* | 20 FR | 100020ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, rechthoekig, schaalmarkering* | 20 FR | 111120ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering* | 24 FR | 100024ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, rechthoekig, schaalmarkering* | 24 FR | 111124ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering* | 28 FR | 100028ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, rechthoekig, schaalmarkering* | 28 FR | 111128ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering | 32 FR | 100032ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, rechthoekig, schaalmarkering | 32 FR | 111132ATS |
| Siliconen thoraxdrain met ClotStop®, schaalmarkering | 36 FR | 100036ATS |
| Mediastinale drain met ClotStop®, oogjes aan de zijkant | 7 mm | 111075AT |
| Mediastinale drain met ClotStop®, oogjes aan de zijkant | 9 mm | 111095AT |
| Mediastinale drain met ClotStop®, oogjes aan de boven- en onderkant | 9 mm | 111099AT |

Alle producten worden geleverd in eenheden van 10 stuks. *Deze drains zijn ook verkrijgbaar zonder ClotStop®-coating.

Wilt u profiteren van de zeer goede prestaties van de ClotStop®-drains? Neem nu contact met ons op voor een individuele productpresentatie.

Ontdek de voordelen bij alle vormen van thoraxdrainage: www.medelahealthcare.com/clotstop-thoracic-catheter




Aangeboden aan u door

Neem voor meer informatie contact met ons op of met de vertegenwoordiger van Medela bij u in de buurt.

Gedistribueerd door
Medela Benelux BV
Uilenwaard 31
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands
Phone +31 73 690 40 40
Fax +31 73 690 40 44

info@medela.nl
info@medela.be
www.medela.nl
www.medela.be

 Axiom Medical Inc.
19320 Van Ness Ave.
Torrance, CA 90501
www.axiommed.com



medela 
THE SCIENCE OF CARE™